

CUANDO SE DA PRIORIDAD A LA SALUD DE LOS PACIENTES,
LAS COSAS QUE SE CONSIGUEN SON IMPORTANTES

En Frankenman, pensamos tanto en el negocio de la fabricación de instrumentos como en hacer las cirugías más fiables.

Escuchamos a los profesionales a los que hemos ofrecido el uso de nuestros productos.

Estudiamos sus comentarios.

Les invitamos a pensar con nosotros, a idear, para ayudarnos a desarrollar nuevos e innovadores dispositivos.

Por ello sabemos que somos capaces de ofrecer productos de alta calidad a los profesionales de la salud, tanto hoy como en el futuro.



Instalaciones de fabricación



CHEX
SURGICAL STAPLERS

DISEÑO ASESORADO
ESCRUPULOSAMENTE APLICADO
Y METICULOSAMENTE PRODUCIDO

NUESTRA GAMA DE PRODUCTOS INCLUYE

GRAPADORA CIRCULAR
UN SOLO USO PARA
PROLAPSO RECTAL Y
HEMORROIDES

GRAPADORA LINEAL
UN SOLO USO

GRAPADORA CIRCULAR
CURVA UN SOLO USO

CPH34HV

GRAPADORA
CORTADORA LINEAL
UN SOLO USO

GRAPADORA LINEAL
DE CORTE
TRANSVERSO UN
SOLO USO



PARA MÁS INFORMACIÓN O PARA VER NUESTRA GAMA COMPLETA DE PRODUCTOS, VISITE NUESTRA PÁGINA WEB WWW.FRANKENMAN.HK



SUITE B 13/F WING TAT COMMERCIAL BUILDING
121-125 WING LOK STREET SHEUNG WAN HONG KONG
T +852 3106 3035 F +852 3585 0519
E info@frankenman.hk
www.frankenman.hk

Chex and Chex Healthcare are registered
trademarks of Frankenman International Limited

fplus
surgical
www.fplussurgical.com



DISEÑO ASESORADO
ESCRUPULOSAMENTE APLICADO
Y METICULOSAMENTE PRODUCIDO

CS COMPACT™
GRAPADORA CIRCULAR
CORTA RECTA



www.fplussurgical.com

CHEX
SURGICAL STAPLERS

LA LÍNEA DE PRODUCTOS CS COMPACT™ EA
FUE DISEÑADA EN COLABORACIÓN CON EL
QUEEN MARY UNIVERSITY LONDON.



UNA LÍNEA DE GRAPADORAS CIRCULARES PENSADA PARA FACILITAR LA ANASTOMOSIS RECTAL

La línea Chex™ CS Compact™ ha sido desarrollada en colaboración con uno de los principales especialistas en colon y recto. El resultado ha sido una línea de grapadoras circulares que facilitan la anastomosis del recto.

Los cirujanos querían mayor control y estabilidad de las grapadoras, especialmente en el momento del disparo. Necesitaban mayor sensibilidad, y que simplemente acortando la longitud de una grapadora circular estándar, obtendrían ese control...respondimos y estaban en lo cierto.

El CS Compact™ es una grapadora circular Recta-Corta de 345mm de longitud, que en resecciones Anteriores Bajas y especialmente Ultra Bajas, le hará sentir más cómodo.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Cuando se escucha a los cirujanos las cosas funcionan.
- Cuando estas preparado incluso para realizar la más leve modificación en la que el cirujano crea, el producto tendrá éxito.
- La nueva CS COMPACT ha sido creada por los cirujanos y nosotros, para el paciente.
- Control y sensación.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS




CHEX™ CS COMPACT™ EA GRAPADORA CIRCULAR

Vista Lateral

CHEX™ CS COMPACT™ EA DISEÑADO PARA ANASTOMOSIS RECTALES Y PARA TÉCNICAS DONDE LA ESTABILIDAD Y EL ACCESO SON CRÍTICOS.

Características y Beneficios:

- Circular corta recta.
- Posicionamiento óptimo de la grapadora en el recto eliminando posible tensión creada por la curvatura de una grapadora circular clásica.
- Facilidad de alineamiento del eje y el yunque, mejorando la estabilidad durante el disparo.
- Ideal para las técnicas ultrabajas de conservación de los esfínteres, donde el control y el tacto son muy críticos.



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

MODEL	DESCRIPTION	TOTAL WORKING LENGTH	COLOR CODE	SIZE OF STAPLE	OUTER DIAMETER	CUTTING DIAMETER	STAPLE QUANTITY
CS21CT	CS COMPACT™ CIRCULAR STAPLER 21MM DIAMETER, STANDARD ANVIL	345MM	ORANGE	2.0MM 1.2MM	21MM	13MM	16
CS25CT	CS COMPACT™ CIRCULAR STAPLER 25MM DIAMETER, STANDARD ANVIL	345MM	WHITE	2.0MM 2.0MM	25MM	17MM	20
CS28CT	CS COMPACT™ CIRCULAR STAPLER 28MM DIAMETER, STANDARD ANVIL	345MM	BLUE	2.0MM 2.0MM	28MM	20MM	24
CS32CT	CS COMPACT™ CIRCULAR STAPLER 32MM DIAMETER, STANDARD ANVIL	345MM	GREEN	2.0MM 2.0MM	32MM	24MM	28